



Ask for quote

Ansiktsvisir, flergångs

Visir 6,  
Skyddsglasögon

Flergångsvisir producerade i Skandinavien. I poster om 60 st. Testat och godkänt av svenska RISE enligt CE EN166. Rengöres bäst med putsduk i microfiber, vatten och tvål. Undvik att skrapa ytan vid rengöring. Undvik upprepad rengöring med alkohobaserade produkter, vilket kan ge en visiret en dimmig yta. Bruksanvisning på svenska medföljer. Visiret skyddar inte mot ånga eller renar luften från luftburna partiklar. Visiret är inte avsett att skydda mot stötar och slag. Är ej avsett för sterilisering. Kan återanvändas till dess att ytan är matt eller repad. Förvaras ej i direkt solljus eller hög temperatur. Vid normal användning kan det ha en varaktighet på ca 1 år.

Color



Material

PP Natur, Grön  
MB (food grade  
material)

Produktens-hojd

250 mm

Produktens-vikt

75 g

Box

Nej

Statistik-nummer

3926 90 97 90

Antal-ytterkartong

60 st

Kartong-bruttovikt

6,5 kg

Minsta-antal

100 st

Leveranstid

Från lager

Ursprungsland

Danmark