



**Antikroppstest Covid-19**

Antikroppstest Covid-19

Snabbtestet Corona 19-nCoV IgG / IgM-kassetten snabbtest är en kromatografisk lateral flödesimmunanalys för kvalitativ detektion av IgG och IgM antikroppar mot 2019-nCoV i humana helblodsprover från fingertoppen. Testet består av två komponenter: en IgG-komponent och en IgM-komponent. I IgG-komponenten täcks IgG-testlinjeområdet med humana IgG-antikroppar. Under testet reagerar provet med partiklarna belagda med 2019-nCoV-antigen i testremsan. Fördelarna talar för sig själva:

- 10-15 minuter för resultat
- 99,88% specificitet
- 97,2% känslighet
- Lätt att hantera
- Test kan utföras var som helst
- Ingen testpans
- ABAKUS & Realy Tech kvalitetslöfte
- Test kan utföras överallt
- Varje box innehåller 25 st tester

Ask for quote

Color

Material

ABS PVC

Produktsens-höjd

72 mm

Produktsens-bredd

120 mm

Box

25 tester

Polybag

Ja

Statistik-nummer

3002150010

Antal-ytterkartong

5000 tester

Kartong-bruttovikt

0,8 kg

Kartongens-storlek

45 x 44 x 20

cm

Leveranstid

2-3 veckor

Ursprungsland

Kina