



Ask for quote

## Boson Covid självtest (tops) 1-pack

Covid-19 test

Snabbtest  
Covid-19

Självtest En CE-märkt medicinteknisk produkt. Covid 19 påminner oftast om en vanlig förkylning eller influensa. Symtomen visar sig generellt inom 3-5 dagar efter att du har blivit smittad. I vissa fall kan det dröja upp till 14 dagar. Om du misstänker att du har blivit smittad av Covid 19 kan du snabbt och enkelt testa dig genom topsning i näsan och få svar inom 20 minuter. Testet ska tas inom de sju första dagarna efter uppkommen symtom. Testet ersätter inte vårdens tester. Självtest BOSON Antigen Rapid Test kräver inte utbildad vårdpersonal. Passar för användning av både privatpersoner och företag. Det finns ett test per förpackning och är endast för engångsbruk. I förpackningen finns allt för att genomföra testet. 1 x Steril topspinne 1 x Extraktionsrör 1 x Extraktionslösning 1 x Provrörshållare 1 x Bruksanvisning OBS! Testresultatet kan inte användas som reseintyg."

### Varumärke

### Leveranstid

Ca 1  
arbetsvecka

### Forpackning

1-pack