



Ask for quote

## Halvmask FFP3 med ventil

Munskydd

FFP3 NR, filtrerande halvmask som skyddar mot luftburna partiklar. Mittvikt munskydd med ventil, för engångsbruk. Testat och godkänt av notified body enligt EN149:2001+A1:2009.

### Farg

Vit

### Material

Nonwoven

fabric

Meltblown

fabric

### Produktens-hojd

12,7 cm

### Produktens-bredd

17,3 cm

### Produktens-vikt

11,7 g

### Box

Ja

### Polybag

5 st per box

### Antal-innerkartong

5 st

### Antal-ytterkartong

500

### Kartong-bruttovikt

G.W: 55,43 kg

### Statistik-nummer

6307909100

### Kartongens-storlek

28,5 x28,5 x71

cm

### Ursprungsland

Kina