



Ask for quote

FFP3 Filtrerande halvmask med ventil, kupformad

| |
|--|
| Munskydd |
| FFP3 NR, filtrerande halvmask som skyddar mot luftburna partiklar. Koppformat munskydd med ventil, för engångsbruk. Testat och godkänt av notified body enligt EN149:2001+A1:2009. |
| Color |
| <div><div></div></div> |
| Material |
| Non woven, filterlager, clip, elastiskt band |
| Produkstens-hojd |
| 15 cm |
| Produkstens-bredd |
| 5,5 cm |
| Box |
| Nej |
| Polybag |
| Ja |
| Ean-kod |
| 6973125150292 |
| Statistik-nummer |
| 6307909100 |
| Antal-innerkartong |
| 20 st |
| Antal-ytterkartong |
| 100 st |
| Kartong-bruttovikt |
| 10,3 kg |
| Minsta-antal |
| 10000 st |
| Leveranstid |
| Ca 3 arbetsveckor |
| Ursprungsland |
| Kina |