



Ask for quote

Nitrilhandske

Nitril

Skyddshandskar

Nitrilhandskar M3.5g serien Nitrilhandskar är en typ av engångshandskar som är mycket skonsamma för användaren. Det betyder att det inte finns någon risk för latexallergi. De är den mest populära handsktypen vi säljer och erbjuder överlägsen styrka och motståndskraft mot oljor och vattenhaltiga kemikalier jämfört med vinyl eller latex. Används de ofta inom medicin-, laboratorie- och tillverkningsindustrin. - Puderfri - Icke steril - Passar båda händerna - Rullad kant Storleksfördelning: 10%S / 40%M / 40%L / 10 % XL

Storlek

L

M

S

XL

Color



Material

Nitrilgummi

Forpackning

100 st per box

Antal-ytterkartong

10 boxar per
kartong

Kartongens-storlek

32x23x22 cm

Leveranstid

30-40 dagar