



Ask for quote

Kirurgiskt munskydd Typ IIR Steril med knytband

Munskydd

Sterilt vätskeavvisande kirurgiskt munskydd.
Mask i tre lager för engångsbruk inom vården.
Justerbar näsklämma och ca 37 cm långa
knytband. CE-märkt och godkänt enligt
EN14683:2019. ISO 22609:2004. 20 st/box.

Farg

Blå

Material

Nonwoven PP
+ Filter PP +
Nonwoven PP

Produktens-hojd

95 mm

Produktens-bredd

175 mm

Produktens-vikt

3 g

Box

Ja

Polybag

Nej

Statistik-nummer

6307909100

Antal-ytterkartong

2500 st

Kartongens-storlek

65 x 47 x 39
cm

Kartong-bruttovikt

12 kg

Leveranstid

Ca 3
arbetsveckor

Ursprungsland

Kina