



Ask for quote

Kirurgiskt munskydd Typ IIR Steril med knytband

Munskydd

Sterilt vätskeavvisande kirurgiskt munskydd. Mask i tre lager för engångsbruk inom vården. Justerbar näsklämma och ca 37 cm långa knytband. CE-märkt och godkänt enligt EN14683:2019. ISO 22609:2004. 20 st/box.

Farg

Blå

Material

Nonwoven PP

+ Filter PP +

Nonwoven PP

Produktens-höjd

95 mm

Produktens-bredd

175 mm

Produktens-vikt

3 g

Box

Ja

Polybag

Nej

Statistik-nummer

6307909100

Antal-ytterkartong

2500 st

Kartongens-storlek

65 x 47 x 39

cm

Kartong-bruttovikt

12 kg

Leveranstid

Ca 3

arbetsveckor

Ursprungsland

Kina