



Ask for quote

Kirurgiskt munskydd Typ IIR

Munskydd

Vätskeavvisande munskydd i tre lager för engångsbruk. Justerbar näsklämma och elastiska band för öronen. Dokumenterad filtereffektivitet $\geq 99\%$. Testat och godkänt enligt EN14683:2019, ISO 22609:2004. 50 st/box.

Color



Material

Nonwoven PP
+ Filter PP +
Nonwoven PP

Produktens-höjd

95 mm

Produktens-vikt

3 g

Box

50 st

Polybag

Nej

Statistik-nummer

6307909100

Antal-innerkartong

50 pcs st

Antal-ytterkartong

2000 st

Kartong-bruttovikt

10 kg

Minsta-antal

25000 st

Leveranstid

Ca 3

arbetsveckor

Ursprungsland

Kina