



Ask for quote

Covid-19 Snabbtest Nasofaryngeal (tops)

Covid-19 test

Snabbtest
Covid-19

Newgene Covid-19 snabbtest Nasofaryngeal (tops) är ett vitro-diagnostiskt test för kvalitativ detektering av nya coronavirusantigener på nasofaryngeal pinne. En snabb immunokromatografisk metod. Identifieringen baseras på monoklonala antikroppar som är specifika för det nya coronavirusantigenet. Det kommer att ge information för kliniska läkare att ordinera korrekta mediciner. Fördelarna talar för sig själva. Förpackningarna finns i 3 olika storlekar: 1-pack, 5-pack & 25-pack • 10-15 minuter för resultat • 99,1% specificitet • 98,0% känslighet • Lätt att använda • Test kan utföras överallt [Här kan du ladda ner produktinformation](#)

Varumärke

Leveranstid

2-3 work weeks

Förpackning

1-pack

25-pack

5-pack