



Ask for quote

## Covid-19 Snabbtest Nasofaryngeal (tops)

Covid-19 test

Snabbtest  
Covid-19

### Newgene Covid-19 snabbtest

**Nasofaryngeal (tops)** är ett vitro-diagnostiskt test för kvalitativ detektering av nya coronavirusantigener på nasofaryngeal pinne. En snabb immunokromatografisk metod. Identifieringen baseras på monoklonala antikroppar som är specifika för det nya coronavirusantigenet. Det kommer att ge information för kliniska läkare att ordinera korrekta mediciner. Fördelarna talar för sig själva. Förpackningarna finns i 3 olika storlekar: 1-pack, 5-pack & 25-pack • 10-15 minuter för resultat • 99,1% specificitet • 98,0% känslighet • Lätt att använda • Test kan utföras överallt [Här kan du ladda ner produktinformation](#)

### Varumärke

### Leveranstid

2-3 work weeks

### Förpackning

1-pack

25-pack

5-pack