



Ask for quote

Munskydd Typ I

Munskydd

Munskydd Typ I för engångsbruk. Dokumenterad filtereffektivitet $\geq 95\%$. Som extra skydd för din och andras hälsa. Tillverkat i steril miljö. Justerbar näsklämma och elastiska band för öronen. CE-märkt och godkänt enligt EN14683:2019. 50 st/box.

Color



Material

Nonwoven PP
+ Filter PP +
Nonwoven PP

Produktens-hojd

95 mm

Produktens-vikt

3 g

Box

50 st

Polybag

Ja

Statistik-nummer

6307909100

Antal-innerkartong

50 pcs st

Antal-ytterkartong

3000 st

Kartong-bruttovikt

14,5 kg

Minsta-antal

6000 st

Leveranstid

Ca 3
arbetsveckor

Ursprungsland

Kina