



Ask for quote

Covid-19 Självtest Nasal (tops)

Covid-19 test

Snabbtest
Covid-19

Newgene Covid-19 Självtest Nasal (tops). Det är ett vitro-diagnostiskt test för kvalitativ detektering av nya coronavirusantigener . En snabb immunokromatografisk metod. Identifieringen baseras på monoklonala antikroppar som är specifika för det nya coronavirusantigenet. Godkänt som självtest av NB 1434 enligt Annex III (sektion 6) till Direktiv 98/79/EC In vitro diagnostik. Testet finns som singelpack. • 10-15 minuter för resultat • 99,2% specificitet • 97,1% känslighet • Lätt att använda • Test kan utföras överallt [Här kan du ladda ner produktinformation](#)

Varumärke

Leveranstid

2-3 work weeks

Forpackning

1-pack

25-pack

5-pack