



Ask for quote

Pharmea filtrerande mask FFP2

Munskydd

Andningsskydd av klass FFP2 NR är en komfortabel vikbar mask som sitter tätt intill ansiktet och täcker både mun och näsa. Skyddar mot fasta partiklar och aerosoler, upp till 95% av partiklar. Masken är för engångsbruk. Godkänd enligt EN149:2001 + A1:2009. CE 2163.

Varje mask i förpackningen är packad enskilt. Kategori II personlig skyddsutrustning (PPE) enligt PPE-förordningen (EU) 2016/425 och överensstämmer med denna föreskrift genom den harmoniserade europeiska standarden EN149:2001+A1:2009.

Varumärke

Pharmea®

Ursprungsland

Turkiet

Ean-kod

7340151730115

Certifikat

Antal-innerkartong

5 st

Kartongens-storlek

1035 st (207
boxar)

Color

