



Ask for quote

## Pharmea filtrerande mask FFP3

Munskydd

Pharmea kupformat andningsskydd med skyddsklass FFP3 med 4 filtrerande lager ger maximalt skydd mot giftiga och skadliga typer av damm, rök och aerosoler. Det totala läckaget får uppgå till högst 5 % och de måste filtrera 99 % av alla partiklar som mäter upp till 0,6 µm. Denna typ av mask filtrerar även bort giftiga, onkogen och radioaktiva partiklar. Supermjuk innersida som lätt formas efter näsan. Låg andningsresistens gör den bekvämt att använda under en längre period. Robust yttersida. Används i arbetsmiljöer som överskrider de yrkesmässiga exponeringsgränserna för branschspecifika värden trettiofalt, ofta inom kemiindustrin. Säljes i 4-pack.

### Varumärke

Pharmea®

### Ursprungsland

Kina

### Ean-kod

7340151730047

### Certifikat

### Antal-innerkartong

4 st/box

### Kartongens-storlek

656 st (164

boxar)

### Color

