



Ask for quote

Pharmea kirurgiskt munskydd Typ IIR

Munskydd

Pharmea kirurgiskt munskydd Typ IIR är ett medicinskt munskydd som kan användas både för privat bruk och i vården. Med näsklämma och latexfria elastiska öronband. Munskyddet är gjort för att fånga mikroorganismer i utandningsluften från användaren och skydda omgivningen. Munskyddet skyddar även användaren från synliga droppar och stänk från kroppsvätskor, s.k. droppsmitta. Skyddar inte mot luftburen smitta. Godkänt enligt standard EN 14683:2019. Klass IIR (filtrerar $\geq 98\%$ bakterier). Instruktioner medföljer på: Engelska, Svenska, Danska, Norska, Finska och Tyska.

Varumärke

Pharmea®

Ursprungsland

Turkiet

Ean-kod

7340151730214

Certifikat

Antal-innerkartong

50 st

Kartongens-storlek

2400 st (48
boxar)

Color

