



Ask for quote

PharMEA surgical mask Type IIR

Munskydd

PharMEA kirurgiskt munskydd Typ IIR är ett medicinskt munskydd som kan användas både för privat bruk och i vården. Med näsklämma och latexfria elastiska öronband. Munskyddet är gjort för att fånga mikroorganismer i utandningsluften från användaren och skydda omgivningen. Munskyddet skyddar även användaren från synliga droppar och stänk från kroppsvätskor, s.k. droppsmitta. Skyddar inte mot luftburen smitta. Godkänt enligt standard EN 14683:2019. Klass IIR (filtrerar ≥ 98 % bakterier). Instruktioner medföljer på: Engelska, Svenska, Danska, Norska, Finska och Tyska.

Varumärke

PharMEA®

Ursprungsland

Turkiet

Ean-kod

7340151730238

Certifikat

Antal-innerkartong

10 st

Kartongens-storlek

1640 st (164 förp.)

Color