



Ask for quote

Retail FFP2 Filtrerande halvmask med band och ventil

Retail

Halvmask FFP2 NR för engångsbruk. Denna modell har band som spänns runt huvudet, samt ventil. Testad och godkänd av notified body enligt EN149:2001+A1:2009 i enlighet med BSI Covid-19 filtrerande munskydd.

Color



Material

Nonwoven
PP+bomullsfilter+smältblåst filter+nonwoven PP

Produktens-hojd

11 cm +/- 1 cm

Produktens-bredd

15,5 cm +/- 1 cm

5,5 cm

Box

Ja, för butik

Polybag

10 st per påse Ja

Ean-kod

6307909100

Statistik-nummer

6307909100

Antal-innerkartong

4 st

Antal-ytterkartong

1800 st

Kartong-bruttovikt

15,3 kg

Minsta-antal

3600 st

Leveranstid

Ca 3
arbetsveckor

Ursprungsland

Kina