



Ask for quote

Retail Kirurgiskt munskydd Typ IIR

Retail

SkyScreen® kirurgiskt munskydd Typ IIR i tre lager för engångsbruk. Ett munskydd kan skydda omgivningen från mikroorganismer i din utandningsluft samt skydda dig mot droppar och stänk. Har ett lågt andningsmotstånd för att vara lätt att andas genom. SkyScreen® munskydd består av tre filtreringslager, fiberväv av polypropen, smältblåst filter, näsklämma och elastiska öronband. Innehåller ej latex. EN 14683:2019 + AC:2019
Förpackningen innehåller 10 st munskydd. EU-representant MEC Medicare

Color

Material

Nonwoven PP
+ Filter PP +
Nonwoven PP

Produktens-hojd

95 mm

Produktens-vikt

3 g

Box

Ja, för butik

Polybag

Nej

Statistik-nummer

6307909100

Antal-innerkartong

10 st

Antal-ytterkartong

2000 st

Kartong-bruttovikt

10 kg

Minsta-antal

25000 st

Leveranstid

Ca 3

arbetsveckor

Ursprungsland

Kina